



Імпланти twinKon® UNIVERSAL

Діаметр	Ø 3.5 мм	Ø 4 мм	Ø 4.5 мм
Довжина			
	6 мм	DPTWKCT4L6	DPTWKCT4.5L6
	8.5 мм	DPTWKCT3.5L8.5	DPTWKCT4.5L8.5
	10 мм	DPTWKCT3.5L10	DPTWKCT4.5L10
	11.5 мм	DPTWKCT3.5L11.5	DPTWKCT4.5L11.5
	13 мм	DPTWKCT3.5L13	DPTWKCT4.5L13

Кожен імплантат комплектується гвинтом – формувачем ясен Ø5 H2.6 мм

Імпланти twinKon®4

Діаметр	Ø 4 мм	Ø 4.5 мм
		
Довжина		
	4 мм	DPTWKCT4.5L4

Кожен імплантат комплектується покривним ковпачком

* У випадках вираженої атрофії кісткової тканини в задній ділянці нижньої щелепи. Виключно гвинтова факсація.

Покривний ковпачок – Зусилля затягування: вручну або 10 Н·см

	i Типи викруток:	
Викрутка ручна twinKon®, коротка, шестигранна, 0.9 мм		Викрутка ручна twinKon®, стандартна, шестигранна, 0.9 мм

Формувач ясен – Зусилля затягування: вручну або 10 Н·см

Висота пародонту	Ø 5.0	Ø 6.5
2.6 мм		
4 мм		

Протетичні компоненти гвинтової фіксації

Ø5.4 прямих кінцевих абатменти – Зусилля затягування: 20 Н·см

Кінцеві абатменти	Покривний ковпачок	Трансфери відбиткові	Аналоги	Абатменти	Гвинт відбиткового трансфера	Гвинт фіксування	Лабораторний гвинт кінцевого абатмента
 DPCCEN1		Трансфер відбитковий короткий 		Титановий абатмент 	Короткий 		
		Трансфер відбитковий довгий 		Згораємий абатмент 	Довгий 		
 DPCCEN2		Трансфер відбитковий екстрадовгий 		Гібридний абатмент 	Екстрадовгий 		

Ø4.3 прямих кінцевих абатменти – Зусилля затягування: 20 Н·см

Кінцеві абатменти	Покривний ковпачок	Трансфери відбиткові	Аналоги	Абатменти	Гвинт відбиткового трансфера	Гвинт фіксування	Лабораторний гвинт кінцевого абатмента
 DPCTWK4.3		Трансфер відбитковий Pick-up 		Титановий абатмент 			
		Трансфер відбитковий Pop-up 		Згораємий абатмент 			
		Цифровий трансфер 		Гібридний абатмент 			
				Основа 			



Імпланти twinKon® UNIVERSAL

Діаметр	Ø 3.5 мм	Ø 4 мм	Ø 4.5 мм
Довжина			
6 мм		DPTWKCT4L6	DPTWKCT4.5L6
8.5 мм	DPTWKCT3.5L8.5	DPTWKCT4L8.5	DPTWKCT4.5L8.5
10 мм	DPTWKCT3.5L10	DPTWKCT4L10	DPTWKCT4.5L10
11.5 мм	DPTWKCT3.5L11.5	DPTWKCT4L11.5	DPTWKCT4.5L11.5
13 мм	DPTWKCT3.5L13	DPTWKCT4L13	DPTWKCT4.5L13

Кожен імплантат комплектується гвинтом - формувачем ясен Ø5 H2.6 мм

Покривний ковпачок - Зусилля затягування: вручну або 10 Н·см

Типи викруток:		
DCCTWK	DCM0.9C	DCM0.9
	Викрутка ручна twinKon®, коротка, шестигранна, 0.9 мм	Викрутка ручна twinKon®, стандартна, шестигранна, 0.9 мм

Формувач ясен - Зусилля затягування: вручну або 10 Н·см

Висота парадонту	Ø 5.0	Ø 6.5
2.6 мм		
4 мм		

Тимчасова реставрація - Зусилля затягування: вручну або 15 Н·см

Висота парадонту	0.5 мм DFMPVCE	2 мм DFMPVCEH2

Реставрації з цементною фіксацією при знятті відбитка з рівня імплантату

Зняття відбитка з рівня імплатату - Зусилля затягування: вручну

Зняття відбитка з рівня імплантату	Pick-Up + гвинт DTPICVTWK	Pop-Up + гвинт DTPOPVTWK	Ø5 мм титановий цифровий трансфер+ гвинт DTNVTWK5	Ø6.5 мм цифровий трансфер+ гвинт DTNVTWK6.5
Відповідний гвинт	DVTPICTWK	DVTPOPTWK	DVPCE	DVPCE

Стандартні прямі та кутові абатменти- Зусилля затягування: 20 Н·см

	Індексований	Неіндексований
	DFMVCE	DFMRVCE
	DFMAVCE-7.5	DFMARVCE-7.5
	DFMAVCE-15	DFMARVCE-15

Анатомічні абатменти - Зусилля затягування: 20 Н·см

	Індексований	Неіндексований
	DFMAICVCE	DFMAICRVCE
	DFMAILVCE	DFMAILRVCE
	DFMAPMVCE	DFMAPMRVCE
	DFMAMVCE	DFMAMRVCE
	DFMAMLVCE	DFMAMLRVCE

Індивідуальна конструкція - Зусилля затягування: 20 Н·см

Основи	Висота основи	Ø 5 мм	Ø 6.5 мм
	1.1	DEVTWK5H1.1	DEVTWK6.5H1.1
	1.8	DEVTWK5H1.8	DEVTWK6.5H1.8

Блок для фрезерування		DLABMPVTWK
CEREC Tibases*		DEVCTWK5H2.7L

Аналоги 2 в 1

DATWKN

Ціліндричний абатмент Зусилля затяг.: 20 Н·см

Ø 5 мм	Ø 6,5 мм
DFMDVTWK5	DFMDVTWK6.5

Гвинт

Гвинт стандартного абатмента

DVPCE

Основи, призначені для виготовлення коронок із гвинтовою фіксацією або індивідуальних абатментів за допомогою системи CEREC.* Відповідна бібліотека для вибору: BC 4.1

(*) * CEREC є зареєстрованою торговою маркою компанії Sirona Dental Systems GmbH;

Інструменти

	Опис	Артикул
	Ключ динамометричний Universal 40Н·см (Медицинский прибор производства Josef Ganter Feinmechanik GmbH (маркування CE). Перед використанням обов'язково прочитайте інструкцію)	DCDYN-2
	Екстрактор абатмента twinKon®, середній	DEMCE
	Екстрактор абатмента twinKon®, довгий	DEMCE-L
	Ексктрактор конічного абатмента twinKon®	DPEPCCE
	Активатор конічного абатменту twinKon® Ø4.3, ручний	DAMPCTWK4.3

Представлена продукція є медичними виробами класів I, IIa та IIb і як така має маркування CE відповідно до Директиви 93/42/EEC. У Франції ці вироби не підлягають системі відшкодування витрат органами соціального забезпечення. Описані медичні вироби можуть бути доступні для продажу не в усіх країнах. Якщо вам потрібна додаткова інформація, будь ласка, зверніться до відділу продажів компанії Global D.

	Опис	Артикул
	Викрутка шестигранна Universal, коротка 1.2 мм	DCM1.2C
	Викрутка ручна шестигранна Universal, стандартна 1.2 мм	DCM1.2
	Викрутка ручна шестигранна Universal, довга 1.2 мм	DCM1.2L
	Викрутка для кутового наконечника Universal, шестигранна, 1.2 мм, коротка	DCCA1.2C
	Викрутка для кутового наконечника Universal, шестигранна, 1.2 мм, стандартна	DCCA1.2

Перед використанням обов'язково ознайомтеся з інструкцією із застосування. У разі виникнення сумнівів, будь ласка, зв'яжіться з відділу продажів Global D. У деяких випадках інструкція може не надаватися у друкованому вигляді – тоді на етикетці виробу містяться QR-код та URL-посилання. Проте інструкцію можна отримати за запитом без додаткової плати: її буде надіслано вам протягом 7 днів. Надсилайте свій запит на таку адресу: quality@globald.com.