


Connexion	Référence Transfert numérique	Kit pilier	Référence catalogue	Commentaires
Pilier unitaire indexé sur implant In-Kone® ST				
GLOBAL D In-Kone	DTNVINK (avec vis gravé IK)	DTNDINK (sans vis gravé IK D)	Usinage par PANTHERA DENTAL : pilier personnalisé en titane monobloc ou en zirconie sur assise en titane (fournie avec ou sans anodisation)	
		In-Kone Monobloc Metal Panthera		
		In-Kone Premilled S3DEL	DLABPMVINK	Réalisation d'un pilier personnalisé en titane à partir d'une ébauche
		In-Kone 3.8H0.6 BaseTi	DEVCI3.8H0.6	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 0.6 mm et hauteur coronaire de 5 mm
		In-Kone 3.8H0.6 BaseTi -3mm	DEVCI3.8H0.6	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 0.6 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)
		In-Kone 3.8H2.0 BaseTi	DEVCI3.8H2	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 2 mm et hauteur coronaire de 5 mm
		In-Kone 3.8H2.0 BaseTi -3mm	DEVCI3.8H2	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 2 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)
		In-Kone 3.8H3.0 BaseTi	DEVCI3.8H3	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 3 mm et hauteur coronaire de 5 mm
		In-Kone 3.8H3.0 BaseTi -3mm	DEVCI3.8H3	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 3 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)
		In-Kone 3.8H4.0 BaseTi	DEVCI3.8H4	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 4 mm et hauteur coronaire de 5 mm
		In-Kone 3.8H4.0 BaseTi -3mm	DEVCI3.8H4	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 4 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)
		In-Kone 5.5H1.5 BaseTi	DEVCI5.5H1.5	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 1.5 mm et hauteur coronaire de 5 mm
		In-Kone 5.5H1.5 BaseTi -3mm	DEVCI5.5H1.5	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase (2-EX) hauteur parodontale 1.5 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)
		In-Kone 5.5H2.2 BaseTi	DEVCI5.5H2.2	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase (2-EX) hauteur parodontale 2.2 mm et hauteur coronaire de 5 mm
		In-Kone 5.5H2.2 BaseTi -3mm	DEVCI5.5H2.2	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase (2-EX) hauteur parodontale 2.2 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)
		In-Kone 5.5H3.0 BaseTi	DEVCI5.5H3	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase (2-EX) hauteur parodontale 3 mm et hauteur coronaire de 5 mm
		In-Kone 5.5H3.0 BaseTi -3mm	DEVCI5.5H3	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase (2-EX) hauteur parodontale 3 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)
		In-Kone 5.5H4.0 BaseTi	DEVCI5.5H4	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase (2-EX) hauteur parodontale 4 mm et hauteur coronaire de 5 mm
		In-Kone 5.5H4.0 BaseTi -3mm	DEVCI5.5H4	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase (2-EX) hauteur parodontale 4 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)

Possibilité de découpe de l'embase



Le jeu moyen entre le diamètre de la partie coronaire et le diamètre de l'enveloppe CAD est de 0.07 mm


Connexion	Référence Transfert numérique	Kit pilier	Référence catalogue	Commentaires
Pilier unitaire indexé sur implant In-Kone® WD				
GLOBAL D In-Kone WD	DTNVWD (avec vis gravé WD)			
	DTNDWD (sans vis gravé WD D)			
	In-Kone WD Premilled S3DEL	DLABPMVWD	Réalisation d'un pilier personnalisé en titane à partir d'une ébauche	
	In-Kone WD 5.5H0.6 BaseTi	DEVWD5.5H0.6	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 0.6 mm et hauteur coronaire de 5 mm	
	In-Kone WD 5.5H0.6 BaseTi -3mm	DEVWD5.5H0.6	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 0.6 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)	
	In-Kone WD 5.5H1.5 BaseTi	DEVWD5.5H1.5	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 1.5 mm et hauteur coronaire de 5 mm	
	In-Kone WD 5.5H1.5 BaseTi -3mm	DEVWD5.5H1.5	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 1.5 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)	
	In-Kone WD 5.5H2.2 BaseTi	DEVWD5.5H2.2	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 2.2 mm et hauteur coronaire de 5 mm	
	In-Kone WD 5.5H2.2 BaseTi -3mm	DEVWD5.5H2.2	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 2.2 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)	
	In-Kone WD 5.5H3.0 BaseTi	DEVWD5.5H3.0	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 3 mm et hauteur coronaire de 5 mm	
	In-Kone WD 5.5H3.0 BaseTi-3mm	DEVWD5.5H3.0	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 3 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)	
	In-Kone WD 5.5H4.0 BaseTi	DEVWD5.5H4.0	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 4 mm et hauteur coronaire de 5 mm	
	In-Kone WD 5.5H4.0 BaseTi-3mm	DEVWD5.5H4.0	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 4 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)	
	In-Kone WD 5.5H5.0 BaseTi	DEVWD5.5H5.0	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 5 mm et hauteur coronaire de 5 mm	
	In-Kone WD 5.5H5.0 BaseTi-3mm	DEVWD5.5H5.0	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 5 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)	

Connexion	Référence Transfert numérique	Kit pilier	Référence catalogue	Commentaires
Pilier unitaire indexé sur implant twinKon® (librairie provisoire additionnelle disponible sur demande)				
	DTNVTWK (Ø5.0 mm)			
	GLOBAL D twinKon DTNVTWK6.5 (Ø6.5 mm)			
		twinKon Premilled S3DEL	DLABPMVTWK	Réalisation d'un pilier personnalisé en titane à partir d'une ébauche
		twinKon 5H1.1 BaseTi	DEVTWK5H1.1	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 1.1 mm et hauteur coronaire de 5 mm
		twinKon 5H1.1 BaseTi -3mm	DEVTWK5H1.1	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 1.1 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)
		twinKon 5H1.8 BaseTi	DEVTWK5H1.8	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 1.8 mm et hauteur coronaire de 5 mm
		twinKon 5H1.8 BaseTi -3mm	DEVTWK5H1.8	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 1.8 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)
		twinKon 6.5H1.1 BaseTi	DEVTWK6.5H1.1	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 1.1 mm et hauteur coronaire de 5 mm
		twinKon 6.5H1.1 BaseTi-3mm	DEVTWK6.5H1.1	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 1.1 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)
		twinKon 6.5H1.8 BaseTi	DEVTWK6.5H1.8	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 1.8 mm et hauteur coronaire de 5 mm
		twinKon 6.5H1.8 BaseTi-3mm	DEVTWK6.5H1.8	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 1.8 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)

Connexion	Référence Transfert numérique	Kit pilier	Référence catalogue	Commentaires
Restauration plurale transvissée sur piliers coniques Ø4.3 mm droits 0° (In-Kone ST / In-Kone WD / twinKon / twinKon4)				
GLOBAL D PC 4.3 *	DTNPC4.3 / DTNPCTWK4.3			
		PC 4.3 Monobloc Metal Panthera		Usinage par PANTHERA DENTAL : Bridge et barre vissés en métal (Titane ou CrCo) monobloc ou en zircone sur assises en titane (incluses, avec ou sans anodisation)
		PC 4.3 BaseTi	DEVPC4.3 / DEVPCTWK4.3	Usinage sur embases titane de barres ou bridges sur piliers coniques droits
		PC 4.3 Compliance		Usinage de barres ou bridges en métal selon le programme Compliance (sans embase)
Restauration plurale transvissée sur piliers coniques Ø4.7 mm angulés (In-Kone ST / In-Kone WD / Progress** / Krestal**)				
GLOBAL D PAOF	DTNPAOF			
		PAOF Monobloc Metal Panthera		Usinage par PANTHERA DENTAL : Bridge et barre vissés en métal (Titane ou CrCo) monobloc ou en zircone sur assises en titane (incluses, avec ou sans anodisation)
		PAOF BaseTi	DEVPAOF	Usinage sur embases titane de barres ou bridges sur piliers coniques angulés
		PAOF Compliance		Usinage de barres ou bridges en métal selon le programme Compliance (sans embase)

* « GLOBAL D PC4.3 Implant studio » (3shape), « In-Kone+PC4.3 » (Dental Wings) sont réservés à la chirurgie guidée avec mise en charge immédiate.

** Suivant le modèle de pilier Hexacolor en place : 1^{ère} génération Quattro droit et angulé plateforme Ø5.5 mm = non compatible / 2nd génération PAOF plateforme Ø4.7 mm = compatible

Connexion	Référence Transfert numérique	Kit pilier	Référence catalogue	Commentaires
Pilier unitaire indexé sur implants EVL®S / EVL®K / EVL®PLUS / EVL®N (sans anneau)				
GLOBAL D EVL*	DTNVEVL3.3		EVL 3.3 Monobloc Métal Panthera	Usinage par PANTHERA DENTAL : pilier personnalisé en titane monobloc ou en zircone sur assise en titane (fournie avec ou sans anodisation)
			EVL Premilled S3DEL	Réalisation d'un pilier personnalisé en titane à partir d'une ébauche
			EVL 3.3 BaseTi	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur de hauteur coronaire de 5 mm
			EVL 3.3 BaseTi-3mm	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase de hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)
	DTNVEVL4		EVL 4 Monobloc Metal Panthera	Usinage par PANTHERA DENTAL : pilier personnalisé en titane monobloc ou en zircone sur assise en titane (fournie avec ou sans anodisation)
			EVL 4 Premilled S3DEL	Réalisation d'un pilier personnalisé en titane à partir d'une ébauche
			EVL 4 BaseTi	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur de hauteur coronaire de 5 mm
			EVL 4 BaseTi-3mm	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase de hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)
	DTNVEVL5		EVL 5 Monobloc Metal Panthera	Usinage par PANTHERA DENTAL : pilier personnalisé en titane monobloc ou en zircone sur assise en titane (fournie avec ou sans anodisation)
			EVL 5 Premilled S3DEL	Réalisation d'un pilier personnalisé en titane à partir d'une ébauche
			EVL 5 Base Ti	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur de hauteur coronaire de 5 mm
			EVL 5 BaseTi-3mm	Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase de hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)

* « GLOBAL D EVL NI » Version non indexé suivant le cas clinique et uniquement disponible chez **PANTHERA DENTAL**.

Connexion	Référence Transfert numérique	Kit pilier	Référence catalogue	Commentaires		
Restauration plurale transvissée sur piliers MULTI droits (EVL®S / EVL®K / EVL®PLUS / EVL®N / CLINIC® / CLINIC®E / CLINIC®K) ou implants EVL®C						
GLOBAL D MULTI*	DTNMUNR		MULTI NR Monobloc Metal Panthera	Usinage par PANTHERA DENTAL : Bridge et barre vissés en métal (Titane ou CrCo) monobloc ou en zircone sur assises en titane (incluses, avec ou sans anodisation) sur piliers MULTI NR et MULTI E 3.3 ou implant EVLC 3.3		
			MULTI NR BaseTi	DEVMULTINR	Usinage sur embases titane de barres ou bridges sur piliers MULTI NR et MULTI E 3.3 ou implant EVLC 3.3	
			MULTI NR Compliance		Usinage de barres ou bridges en métal selon le programme Compliance (sans embase) sur piliers MULTI NR, MULTI E 3.3 ou implant EVLC 3.3	
		DTNMUST		MULTI ST Monobloc Metal Panthera	Usinage par PANTHERA DENTAL : Bridge et barre vissés en métal (Titane ou CrCo) monobloc ou en zircone sur assises en titane (incluses, avec ou sans anodisation) sur piliers MULTI ST et MULTI E 4 ou implant EVLC 4	
		MULTI ST BaseTi		DEVMULTIST	Usinage sur embases titane de barres ou bridges sur piliers MULTI ST et MULTI E 4 ou implant EVLC 4	
		MULTI ST Compliance			Usinage de barres ou bridges en métal selon le programme Compliance (sans embase) sur piliers MULTI ST et MULTI E 4 ou implant EVLC 4	
		DTNMUWD		MULTI WD Monobloc Metal Panthera	Usinage par PANTHERA DENTAL : Bridge et barre vissés en métal (Titane ou CrCo) monobloc ou en zircone sur assises en titane (incluses, avec ou sans anodisation) sur piliers MULTI WD et MULTI E 5 ou implant EVLC 5	
				MULTI WD BaseTi	DEVMULTIWD	Usinage sur embases titane de barres ou bridges sur piliers MULTI WD et MULTI E 5 ou implant EVLC 5
				MULTI WD Compliance		Usinage de barres ou bridges en métal selon le programme Compliance (sans embase) sur piliers MULTI WD et MULTI E 5 ou implant EVLC 5
	Restauration plurale transvissée sur piliers MULTI angulés MUA (EVL®S / EVL®K / EVL®PLUS / EVL®N / CLINIC®E / CLINIC®K)					
	GLOBAL D MUA ST	DTNMUAST		MUA ST Monobloc Metal Panthera	Usinage par PANTHERA DENTAL : Bridge et barre vissés en métal (Titane ou CrCo) monobloc ou en zircone sur assises en titane (incluses, avec ou sans anodisation) sur piliers MUA ST ou WD	
				MUA ST BaseTi	DEVMUAST	Usinage sur embases titane de barres ou bridges sur piliers MUA ST ou WD
MUA ST Compliance					Usinage de barres ou bridges en métal selon le programme Compliance (sans embase) sur piliers MUA ST ou WD	

* « EVL+MULTI » (Dental Wings) est réservé à la chirurgie guidée avec mise en charge immédiate.