


| Connexion                                                                         | Kit pilier                   | Référence catalogue | Commentaires                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pilier unitaire indexé sur implant In-Kone® ST</b>                             |                              |                     |                                                                                                                                                                     |
| Global D In-Kone ST                                                               |                              | DTNVINK             | Transfert Numérique transvissé gravé IK                                                                                                                             |
|                                                                                   |                              | DTNDINK             | Transfert Numérique monobloc gravé IK D (<=> DTNVINK)                                                                                                               |
|                                                                                   |                              | DACI                | Option de transfert Numérique sur analogue (ScanAnalog_DACI)                                                                                                        |
|  | Premilled S3DEL              | DLABPMVINK          | Réalisation d'un pilier personnalisé en titane à partir d'une ébauche                                                                                               |
|                                                                                   | BaseTi Ø3.8H0.6              | DEVCI3.8H0.6        | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase Ø3.8, hauteur parodontale 0.6 mm et hauteur coronaire standard de 5 mm                               |
|                                                                                   | BaseTi Ø3.8H0.6 (Hc 3mm)     | DEVCI3.8H0.6        | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase Ø3.8, hauteur parodontale 0.6 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)        |
|                                                                                   | BaseTi Ø3.8H2.0              | DEVCI3.8H2          | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase Ø3.8, hauteur parodontale 2.0 mm et hauteur coronaire standard de 5 mm                               |
|                                                                                   | BaseTi Ø3.8H2.0 (Hc 3mm)     | DEVCI3.8H2          | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase Ø3.8, hauteur parodontale 2.0 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)        |
|                                                                                   | BaseTi Ø3.8H3.0              | DEVCI3.8H3          | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase Ø3.8, hauteur parodontale 3.0 mm et hauteur coronaire standard de 5 mm                               |
|                                                                                   | BaseTi Ø3.8H3.0 (Hc 3mm)     | DEVCI3.8H3          | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase Ø3.8, hauteur parodontale 3.0 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)        |
|                                                                                   | BaseTi Ø3.8H4.0              | DEVCI3.8H4          | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase Ø3.8, hauteur parodontale 4.0 mm et hauteur coronaire standard de 5 mm                               |
|                                                                                   | BaseTi Ø3.8H4 (Hc 3mm)       | DEVCI3.8H4          | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase Ø3.8, hauteur parodontale 4.0 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)        |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H1.5              | DEVCI5.5H1.5        | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase Ø5.5 (2-EX), hauteur parodontale 1.5 mm et hauteur coronaire standard de 5 mm                        |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H1.5 (Hc 3mm)     | DEVCI5.5H1.5        | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase Ø5.5 (2-EX), hauteur parodontale 1.5 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste) |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H2.2              | DEVCI5.5H2.2        | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase Ø5.5 (2-EX), hauteur parodontale 2.2 mm et hauteur coronaire standard de 5 mm                        |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H2.2(Hc 3mm)      | DEVCI5.5H2.2        | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase Ø5.5 (2-EX), hauteur parodontale 2.2 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste) |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H3.0              | DEVCI5.5H3          | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase Ø5.5 (2-EX), hauteur parodontale 3.0 mm et hauteur coronaire standard de 5 mm                        |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H3.0 (Hc 3mm)     | DEVCI5.5H3          | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase Ø5.5 (2-EX), hauteur parodontale 3.0 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste) |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H4.0              | DEVCI5.5H4          | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase Ø5.5 (2-EX), hauteur parodontale 4.0 mm et hauteur coronaire standard de 5 mm                        |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H4.0 (Hc 3mm)     | DEVCI5.5H4          | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase Ø5.5 (2-EX), hauteur parodontale 4.0 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste) |
|                                                                                   | Tempo. BaseTi Ø5H1.5 (+0.0)  | DFMPVCIH1.5         | Réalisation d'une prothèse provisoire ou d'une vis de cicatrisation personnalisée ajustée sur une gaine titane provisoire                                           |
|                                                                                   | Tempo. BaseTi Ø5H1.5 (+0.25) | DFMPVCIH1.5         | Réalisation d'une prothèse provisoire ou d'une vis de cicatrisation personnalisée sur une gaine titane provisoire avec un jeu total de 0.5 mm                       |
|                                                                                   | Tempo. BaseTi Ø5H3.0 (+0.0)  | DFMPVCIH3           | Réalisation d'une prothèse provisoire ou d'une vis de cicatrisation personnalisée ajustée sur une gaine titane provisoire                                           |
|                                                                                   | Tempo. BaseTi Ø5H3.0 (+0.25) | DFMPVCIH3           | Réalisation d'une prothèse provisoire ou d'une vis de cicatrisation personnalisée sur une gaine titane provisoire avec un jeu total de 0.5 mm                       |




### Possibilité de découpe de l'embase



Le jeu moyen entre le diamètre de la partie coronaire et le diamètre de l'enveloppe CAD est de 0.07 mm

| Connexion                                                                         | Kit pilier               | Référence catalogue | Commentaires                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pilier unitaire indexé sur implant In-Kone® WD</b>                             |                          |                     |                                                                                                                                                        |
|  |                          | DTNVWD              | Transfert Numérique transvissé gravé WD                                                                                                                |
|                                                                                   |                          | DTNDWD              | Transfert Numérique monobloc gravé WD D                                                                                                                |
|                                                                                   |                          | DAWD                | Option de transfert Numérique sur analogue (ScanAnalog_DAWD)                                                                                           |
|                                                                                   | Premilled S3DEL          | DLABPMVWD           | Réalisation d'un pilier personnalisé en titane à partir d'une ébauche                                                                                  |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H0.6          | DEVWD5.5H0.6        | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 0.6 mm et hauteur coronaire de 5 mm                                 |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H0.6 (Hc 3mm) | DEVWD5.5H0.6        | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 0.6 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste) |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H1.5          | DEVWD5.5H1.5        | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 1.5 mm et hauteur coronaire de 5 mm                                 |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H1.5 (Hc 3mm) | DEVWD5.5H1.5        | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 1.5 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste) |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H2.2          | DEVWD5.5H2.2        | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 2.2 mm et hauteur coronaire de 5 mm                                 |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H2.2 (Hc 3mm) | DEVWD5.5H2.2        | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 2.2 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste) |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H3.0          | DEVWD5.5H3          | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 3 mm et hauteur coronaire de 5 mm                                   |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H3.0 (Hc 3mm) | DEVWD5.5H3          | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 3 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)   |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H4.0          | DEVWD5.5H4          | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 4 mm et hauteur coronaire de 5 mm                                   |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H4.0 (Hc 3mm) | DEVWD5.5H4          | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 4 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)   |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H5.0          | DEVWD5.5H5          | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 5 mm et hauteur coronaire de 5 mm                                   |
|                                                                                   | BaseTi Ø5.5H5.0 (Hc 3mm) | DEVWD5.5H5          | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase hauteur parodontale 5 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)   |

| Connexion                                                                                                | Kit pilier                | Référence catalogue | Commentaires                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pilier unitaire indexé sur implant twinKon®</b>                                                       |                           |                     |                                                                                                                                                                                       |
|  <p>Global D twinKon</p> |                           | DTNVTWK5            | Transfert Numérique transvissé Ø 5.0 gravé TWK                                                                                                                                        |
|                                                                                                          |                           | DTNVTWK6.5          | Transfert Numérique transvissé Ø 6.5 gravé TWK                                                                                                                                        |
|                                                                                                          |                           | DATWKN              | Option de transfert Numérique sur analogue (ScanAnalog_DATWKN)                                                                                                                        |
|                                                                                                          |                           | DPTWKxLy            | Option de transfert Numérique directe implant (Direct_twinKon / Direct_twinKon_without_cone)                                                                                          |
|                                                                                                          | Premilled S3DEL           | DLABPMVTWK          | Réalisation d'un pilier personnalisé en titane à partir d'une ébauche                                                                                                                 |
|                                                                                                          | BaseTi Ø5 H1.1            | DEVTWK5H1.1         | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase (vis de cicatrisation Ø5 mm) hauteur parodontale 1.1 mm et hauteur coronaire standard de 5 mm                          |
|                                                                                                          | BaseTi Ø5 H1.1 (Hc 3mm)   | DEVTWK5H1.1         | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase (vis de cicatrisation Ø5 mm) hauteur parodontale 1.1 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)   |
|                                                                                                          | BaseTi Ø5 H1.8            | DEVTWK5H1.8         | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase (vis de cicatrisation Ø5 mm) hauteur parodontale 1.8 mm et hauteur coronaire standard de 5 mm                          |
|                                                                                                          | BaseTi Ø5 H1.8 (Hc 3mm)   | DEVTWK5H1.8         | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase (vis de cicatrisation Ø5 mm) hauteur parodontale 1.8 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)   |
|                                                                                                          | BaseTi Ø6.5 H1.1          | DEVTWK6.5H1.1       | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase (vis de cicatrisation Ø6.5 mm) hauteur parodontale 1.1 mm et hauteur coronaire standard de 5 mm                        |
|                                                                                                          | BaseTi Ø6.5 H1.1 (Hc 3mm) | DEVTWK6.5H1.1       | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase (vis de cicatrisation Ø6.5 mm) hauteur parodontale 1.1 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste) |
|                                                                                                          | BaseTi Ø6.5 H1.8          | DEVTWK6.5H1.8       | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase (vis de cicatrisation Ø6.5 mm) hauteur parodontale 1.8 mm et hauteur coronaire standard de 5 mm                        |
|                                                                                                          | BaseTi Ø6.5 H1.8 (Hc 3mm) | DEVTWK6.5H1.8       | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase (vis de cicatrisation Ø6.5 mm) hauteur parodontale 1.8 mm et hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste) |

| Connexion                                                                                                                  | Kit pilier                                                                         | Référence catalogue          | Commentaires                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restauration plurale transvissée sur piliers coniques Ø4.3 mm droits 0° (In-Kone® ST / In-Kone® WD / twinKon® / twinKon®4) |                                                                                    |                              |                                                                                                       |
| Global D PC 4.3*                                                                                                           |   | DTNPC4.3                     | Transfert Numérique vissé sur PC4.3 standards                                                         |
|                                                                                                                            |                                                                                    | DTNPCTWK4.3                  | Transfert Numérique vissé sur PC4.3 Twinkon                                                           |
|                                                                                                                            |                                                                                    | DAIINK4.3N                   | Option de transfert Numérique sur analogue (ScanAnalog_DAIINK4.3N)                                    |
|                                                                                                                            |                                                                                    | DCCVINKH3                    | Option de transfert Numérique sur coiffes Hauteur 3                                                   |
|                                                                                                                            |                                                                                    | DCCVINKH6                    | Option de transfert Numérique sur coiffes Hauteur 6                                                   |
|                                                                                                                            |                                                                                    | DCCVINKH8                    | Option de transfert Numérique sur coiffes Hauteur 8                                                   |
|                                                                                                                            |                                                                                    | 004.1S10.C-019-M43           | SmartFlag Multi-unit C In-Kone® 4.3 (GD MU 43) - PC4.3 + vis (APOLLO Smartflag GD MU 43 1SL10)        |
|                                                                                                                            |                                                                                    | 004.1S10.D-019-M43           | SmartFlag Multi-unit D In-Kone® 4.3 (GD MU 43) - PC4.3 + vis (APOLLO Smartflag GD MU 43 1SL10)        |
|                                                                                                                            |                                                                                    | 004.2S5.E-019-M43            | SmartFlag Multi-unit E In-Kone® 4.3 (GD MU 43) - PC4.3 + vis (APOLLO Smartflag GD MU 43 2SL5)         |
|                                                                                                                            |                                                                                    | 004.2S5.F-019-M43            | SmartFlag Multi-unit F In-Kone® 4.3 (GD MU 43) - PC4.3 + vis (APOLLO Smartflag GD MU 43 2SL5)         |
| Global D PC 4.3*                                                                                                           |   | 004.2S5.G-019-M43            | SmartFlag Multi-unit G In-Kone® 4.3 (GD MU 43) - PC4.3 + vis (APOLLO Smartflag GD MU 43 2SL5)         |
|                                                                                                                            |                                                                                    | 004.2S5.H-019-M43            | SmartFlag Multi-unit H In-Kone® 4.3 (GD MU 43) - PC4.3 + vis (APOLLO Smartflag GD MU 43 2SL5)         |
|                                           | Compliance                                                                         |                              | Usinage de barres ou bridges en métal selon le programme Compliance (sans embase)                     |
|                                                                                                                            | BaseTi                                                                             | DEVPC4.3 /<br>DEVPCTWK4.3    | Usinage de barres ou bridges sur embases en titane                                                    |
|                                                                                                                            | Tempo. BaseTi (+0.0)                                                               | DGTIVINK4.3 /<br>DGTIVTWK4.3 | Réalisation d'une prothèse plurale provisoire ajusté sur des gaines titane provisoires                |
|                                                                                                                            | Tempo. BaseTi (+0.5)                                                               | DGTIVINK4.3 /<br>DGTIVTWK4.3 | Réalisation d'une prothèse plurale provisoire sur gaines titane provisoires avec un jeu total de 1 mm |
| Restauration plurale transvissée sur piliers coniques Ø4.7 mm angulés (In-Kone ST / In-Kone WD / Progress** / Krestal**)   |                                                                                    |                              |                                                                                                       |
| Global D PAOF (PC 4.7)                                                                                                     |  | DTNPAOF                      | Transfert Numérique vissé sur PAOF                                                                    |
|                                                                                                                            |                                                                                    | DAAOFN                       | Option de transfert Numérique sur analogue DAAOFN (ScanAnalog_DAAOFN)                                 |
|                                                                                                                            |                                                                                    | 004.1S10.A-019-M47           | SmartFlag Multi-unit A In-Kone® 4.7 (GD MU 47) - PAOF (PC4.7) + vis (APOLLO Smartflag GD MU 47 1SL10) |
|                                                                                                                            |                                                                                    | 004.1S10.B-019-M47           | SmartFlag Multi-unit B In-Kone® 4.7 (GD MU 47) - PAOF (PC4.7) + vis (APOLLO Smartflag GD MU 47 1SL10) |
|                                          | Compliance                                                                         |                              | Usinage de barres ou bridges en métal selon le programme Compliance (sans embase)                     |
|                                                                                                                            | BaseTi                                                                             | DEVPAOF                      | Usinage de barres ou bridges sur embases en titane                                                    |
|                                                                                                                            | Tempo. BaseTi (+0.0)                                                               | DGTPAOFV                     | Réalisation d'une prothèse plurale provisoire ajusté sur des gaines titane provisoires                |
|                                                                                                                            | Tempo. BaseTi (+0.5)                                                               | DGTPAOFV                     | Réalisation d'une prothèse plurale provisoire sur gaines titane provisoires avec un jeu total de 1 mm |

\* « Global D In-kone + PC4.3 » est réservé à la chirurgie guidée avec mise en charge immédiate

\* **Attention :** Sur implants BaseTi Ø et BaseTi Ø4 (transfert DTNPCTWK4.3) la connectique sur le pilier est identique avec une vis de prothèse plus longue et anodisée jaune

\*\* Suivant le modèle de pilier Hexacolor en place : 1<sup>re</sup> génération Quattro droit et angulé plateforme Ø5.5 mm = non compatible / 2<sup>nd</sup> génération PAOF plateforme Ø4.7 mm = compatible

| Connexion                                                                                 | Kit pilier                   | Référence catalogue     | Commentaires                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pilier unitaire indexé sur implants EVL®S / EVL®K / EVL®PLUS / EVL®N (sans anneau)</b> |                              |                         |                                                                                                                                               |
|          |                              | DTNVEVL3.3<br>DDIEVL3.3 | Transfert Numérique transvissé sur implant<br>Option de transfert Numérique sur analogue (ScanAnalog_DDIEVL3.3)                               |
|                                                                                           | EVL 3.3 Premilled S3DEL      | DLABPMVEVL3.3           | Réalisation d'un pilier personnalisé en titane à partir d'une ébauche                                                                         |
|                                                                                           | EVL 3.3 BaseTi               | DEVEVL3.3               | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase de hauteur coronaire de 5 mm                                                   |
|                                                                                           | EVL 3.3 BaseTi (Hc 3mm)      | DEVEVL3.3               | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase de hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)                   |
|                                                                                           | EVL 3.3 Tempo BaseTi (+0.0)  | DTUBEVL3.3              | Réalisation d'une prothèse provisoire ou d'une vis de cicatrisation personnalisée ajustée sur une gaine titane provisoire                     |
|                                                                                           | EVL 3.3 Tempo BaseTi (+0.25) | DTUBEVL3.3              | Réalisation d'une prothèse provisoire ou d'une vis de cicatrisation personnalisée sur une gaine titane provisoire avec un jeu total de 0.5 mm |
|          |                              | DTNVEVL4<br>DDIEVL4     | Transfert Numérique transvissé sur implant<br>Option de transfert Numérique sur analogue (ScanAnalog_DDIEVL4)                                 |
|                                                                                           | EVL 4 Premilled S3DEL        | DLABPMVEVL4             | Réalisation d'un pilier personnalisé en titane à partir d'une ébauche                                                                         |
|                                                                                           | EVL 4 BaseTi                 | DEVEVL4                 | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase de hauteur coronaire de 5 mm                                                   |
|                                                                                           | EVL 4 BaseTi (Hc 3mm)        | DEVEVL4                 | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase de hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)                   |
|                                                                                           | EVL 4 Tempo. BaseTi (+0.0)   | DTUBEVL4                | Réalisation d'une prothèse provisoire ou d'une vis de cicatrisation personnalisée ajustée sur une gaine titane provisoire                     |
|                                                                                           | EVL 4 Tempo. BaseTi (+0.25)  | DTUBEVL4                | Réalisation d'une prothèse provisoire ou d'une vis de cicatrisation personnalisée sur une gaine titane provisoire avec un jeu total de 0.5 mm |
|        |                              | DTNVEVL5<br>DDIEVL5     | Transfert Numérique transvissé sur implant<br>Option de transfert Numérique sur analogue (ScanAnalog_DDIEVL5)                                 |
|                                                                                           | EVL 5 Premilled S3DEL        | DLABPMVEVL5             | Réalisation d'un pilier personnalisé en titane à partir d'une ébauche                                                                         |
|                                                                                           | EVL 5 Base Ti                | DEVEVL5                 | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase de hauteur coronaire de 5 mm                                                   |
|                                                                                           | EVL 5 BaseTi (Hc 3mm)        | DEVEVL5                 | Réalisation d'une prothèse personnalisée à partir d'une embase de hauteur coronaire de 3 mm (raccourcie par le prothésiste)                   |
|                                                                                           | EVL 5 Tempo. BaseTi (+0.0)   | DTUBEVL5                | Réalisation d'une prothèse provisoire ou d'une vis de cicatrisation personnalisée ajustée sur une gaine titane provisoire                     |
|                                                                                           | EVL 5 Tempo. BaseTi (+0.25)  | DTUBEVL5                | Réalisation d'une prothèse provisoire ou d'une vis de cicatrisation personnalisée sur une gaine titane provisoire avec un jeu total de 0.5 mm |

| Connexion                                                                                                                                                                          | Kit pilier                           | Référence catalogue      | Commentaires                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Restauration plurale vissée sur piliers MULTI droits (EVL®S / EVL®K / EVL®PLUS / EVL®N / CLINIC® / CLINIC®E / CLINIC®K / In_Kone ST / Progress / Krestal) ou implants EVL®C</b> |                                      |                          |                                                                                                                                                                            |
| GLOBAL D MULTI & PC 4.0*                                                                                                                                                           |                                      | DTNMUNR<br>DMULTIDIE3.3N | Transfert Numérique vissé sur MULTI NR ou Pilier conique hexacolor orange ou vert & In-Kone PC4.0<br>Option de transfert Numérique sur analogue (ScanAnalog_DMULTIDIE3.3N) |
|                                                                                                   | MULTI NR-PC 4.0 Compliance           |                          | Usinage de barres ou bridges en métal selon le programme Compliance (sans embase)                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                    | MULTI NR-PC 4.0 Base Ti              | DEVMULTINR               | Usinage de barres ou bridges sur embases en titane                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                    | MULTI NR-PC 4.0 Tempo. BaseTi (+0.0) | DTUBMULTINR              | Réalisation d'une prothèse plurale provisoire ajusté sur des gaines titane provisoires                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                    | MULTI NR-PC 4.0 Tempo. BaseTi (+0.5) | DTUBMULTINR              | Réalisation d'une prothèse plurale provisoire sur gaines titane provisoires avec un jeu total de 1 mm                                                                      |
|                                                                                                                                                                                    |                                      | DTNMUST<br>DMULTIDIE4N   | Transfert Numérique vissé sur MULTI ST ou Pilier conique hexacolor jaune ou violet.<br>Option de transfert Numérique sur analogue (ScanAnalog_DMULTIDIE4N)                 |
|                                                                                                   | MULTI ST Compliance                  |                          | Usinage de barres ou bridges en métal selon le programme Compliance (sans embase)                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                    | MULTI ST Base Ti                     | DEVMULTIST               | Usinage de barres ou bridges sur embases en titane                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                    | MULTI ST Tempo. BaseTi (+0.0)        | DTUBMULTIST              | Réalisation d'une prothèse plurale provisoire ajusté sur des gaines titane provisoires                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                    | MULTI ST Tempo. BaseTi (+0.5)        | DTUBMULTIST              | Réalisation d'une prothèse plurale provisoire sur gaines titane provisoires avec un jeu total de 1 mm                                                                      |
|                                                                                                                                                                                    |                                      | DTNMUWD<br>DMULTIDIE5N   | Transfert Numérique vissé sur MULTI WD ou Pilier Conique hexacolor bleu<br>Option de transfert Numérique sur analogue (ScanAnalog_DMULTIDIE5N)                             |
|                                                                                                  | MULTI WD Compliance                  |                          | Usinage de barres ou bridges en métal selon le programme Compliance (sans embase)                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                    | MULTI WD Base Ti                     | DEVMULTIWD               | Usinage de barres ou bridges sur embases en titane                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                    | MULTI WD Tempo. BaseTi (+0.0)        | DTUBMULTIWD              | Réalisation d'une prothèse plurale provisoire ajusté sur des gaines titane provisoires                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                    | MULTI WD Tempo. BaseTi (+0.5)        | DTUBMULTIWD              | Réalisation d'une prothèse plurale provisoire sur gaines titane provisoires avec un jeu total de 1 mm                                                                      |

\* Compatibilité : MULTI NR > piliers coniques Hexacolor orange et vert & PC4.0 In-Kone / MULTI ST > piliers coniques Hexacolor Jaune et violet / MULTI WD > piliers coniques Hexacolor bleu

\* « EVL+MULTI » (Dental Wings) est réservé à la chirurgie guidée avec mise en charge immédiate.

## Restauration plurale transvissée sur piliers MULTI angulés MUA (EVL®S / EVL®K / EVL®PLUS / EVL®N / CLINIC®E / CLINIC®K)

|                                                                                   |                             |                        |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | GLOBAL D MUA ST             | DTNMUAST<br>DMUADIESTN | Transfert Numérique vissé sur MUA ST & WD<br>Option de scan sur analogue DMUADIESTN (ScanAnalog_ DMUADIESTN) |
|                                                                                   | MUA ST Compliance           |                        | Usinage de barres ou bridges en métal selon le programme Compliance (sans embase)                            |
|                                                                                   | MUA ST Base Ti              | DEVMUAST               | Usinage de barres ou bridges sur embases en titane                                                           |
|                                                                                   | MUA ST Tempo. BaseTi (+0.0) | DTUBMUAST<br>DTUBMUAWD | Réalisation d'une prothèse plurale provisoire ajusté sur des gaines titane provisoires                       |
|                                                                                   | MUA ST Tempo. BaseTi (+0.5) | DTUBMUAST<br>DTUBMUAWD | Réalisation d'une prothèse plurale provisoire sur gaines titane provisoires avec un jeu total de 1 mm        |